


**Wb، If-P، Ihc-P، Elisa لـ ةليسن لاددعت م برأ Nmdar2A داضم
- Q12879**

CM0013316: رصنعلا مقر



ةمدقم

WB، لـ جليسنال ددعت م بنراً NMDAR2A واضم
عم لدابتم لكش ب لعافتي IF-P، IHC-P، ELISA.
لبقتسم فدهتسي .ذرجل ،رأفل ،ناسنإل
NMDA 2A (GRIN2A، 165kDa، UniProt
Q12879) تاماتولغل
.ةكبشملا ةنورمل تاساردل يللاثم.

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	NMDAR2A Rabbit pAb
معلومات عامة	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
معلومات أخرى	ناس
نوع المستضد (إنسان)	2903
نوع المستضد	2903
معلومات أخرى	يرشيب الـ NMDAR2A من 1130-1400 نيونيمالاضامحالة عمق تفاوت لسلست لعلق يوتحي بيكرتال داغام دنيتوربابيكرتال داغام نيتورب (NP_000824.1).
معلومات أخرى	نرأ
معلومات أخرى	معلومات أخرى
معلومات أخرى	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
معلومات أخرى	ذحل، رأف، ناسإنال
SWISS	Q12879
نوع المستضد	165kDa
معلومات أخرى	معلومات أخرى