


Wb، If/Icc، Ip، Elisa - جـ بنرألا نم ةليسننلا يداجأ Nnmt داضم P40261

مصنوع الجمر: CM0004088



ةمدقم

مت، بنرألا نم ةليسننلا يداجأ NNMT داضم
يرشبب ال NNMT عم لعافت، KD-ل هـم ققحت ال
ةساردل ديفم. WB، IF/ICC، IP، ELISA. لـ بسانم
زاريفسنارت لـ ثيم-N ديمانيتوكين ةفيظو
قلختل ملعو ةيئاذغل لـ ثمتل يـ

ديزمل فرع

لماعلم	ةمقلا
تنم الم سا	بنرألا نم NNMT mAb [KD-ل ققحت الم ت]
راعستم مس/اتاطحالم	زاريفسنارت لـ ثيم-N ديمانيتوكين
عاونألا	ناسن
GeneID (ناسن)	4837
GeneID	4837
دضتسم ال	NP_006160.1) يرشبب ال NNMT نم 1-264 ةينيمألا ضامألا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب، فلتؤم نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا يداجأ ةدضم ماسجأ
قبطت ال	WB، IF/ICC، IP، ELISA
بقاعتالم لعافت ال	ناسن
SWISS	P40261
نيتوربال نزو	30kDa
نحش ال	جلت سيك