

B-Catenin J- ةليسننل يداأ (طشننل) يروفسوفل ريغ داضم (S33/S37/T41) J- Wb, Ihc-P, Elisa - P35222

رصننعل مقرر: CM0006557



ةمدقم

(KO Validated) ةليسننل يداأ بنرأل ةحص نم ققحتل م يروفسوفل ريغ β -catenin ب صاخلا ج بسانم S33, S37, T41. عقاوملا يف (طشننل) WB, IHC-P, ELISA؛ β -catenin فشكي، ثاأبأل يلاثم (85 kDa). يذرجلاو، يرأفل، ل ةيراهظلا ايلخل لاقثناو، Wnt تاراشا، ناطرسللاو، (EMT) ةميحلل.

ديزملل فرع

لماعمل	ةميقل
جت نمل م سا	[KO نم ققحتل م ت] Non-phospho (Active) β -Catenin -S33/S37/T41 Rabbit mAb
مس/تاطحال م راغتسم	EVF7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Non-phospho (Active) β -Catenin -S33/S37/T41
عاونال	ناسن
ن جال فرعم (ناسن)	1499
ن جال فرعم	1499
دضتسملا	Non-phospho (Active) β -Catenin -S33/S37/T41 نم 1-100 ةينيملل صامألل لجاد لسلسلست عم قفاوت ينعانطصا ديتبب إيعانطصا ديتبب (NP_001895.1)
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةليسننل يداأ ةداضم ماسأ
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتل لعافتلا	درج، رأف، ناسن
SWISS	P35222
نيتوربلل نزو	85kDa
نحشلا	جلت سيك