


Elisa و Wb J- Nsd3/Whsc1L1 ج داضم ةل س ن ل د ح و داضم Q9Bz95

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0019754



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ا ر أ ل ن م ة ل س ن ل د ح و داضم NSD3/WHSC1L1 ر ش ب ل م ت ، ر ش ب ل ا J- WB و ELISA. ر ش ب ل ا ع م ل ع ا ف ت ي ة ث ا ر و ل ا ت ا م ا ل ع ل ا ة س ا ر د ل د ي ف م . ن ا ر ئ ف ل ا و م ي ط ن ت ي ف H3K4me2 و H3K27me2 ة ي ن ج ا ل ل ن ي ت ا م و ر ك ل ل

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	NSD3/WHSC1L1 Rabbit pAb
ة ر ا ع ت س م ل ا ء ا م س أ ل ا / ت ا ط ا ح ا ل م ل ا	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
ن ج ل ف ر ع م	54904
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(NP_075447.1) ي ر ش ب ل ا NSD3/WHSC1L1 ن م 590 ل ا 430 ن م ة ي ن م أ ل ا ض ا م أ ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل د ح و داضم ا م س ا ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر ا ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q9BZ95
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 162
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك