

NSL1 جـ- Wb، If/Icc، Elisa - دض ةلـيـسنـلـا ددعتـم بـنـرأ داضـم مـسـج Q96ly1

مصنوع الـمـقـر: CM0025783



مقدم

مـت NSL1 دض ةلـيـسنـلـا ددعتـم بـنـرأ داضـم مـسـج فـشـتـكـي WB، IF/ICC، ELISA. جـ لـ هـنـم قـقـحـتـلـا يـكـرـحـلـا مـيـسـجـلـاب طـبـتـرمـلـا NSL1 نـيـتـورـب تـامـوسـومـورـكـلـا ةـاذـحـمـل مـسـاـحـلـا ،يـرـشـبـلـا ةـرود ثـاـحـبـأـل يـلـاـثـم .مـاسـقـنـالـا ءـانـثـأ اـهـلـصـفـو يـكـرـحـلـا مـيـسـجـلـاو ةـيـلـخـلـا

ديـزـمـلـا فـرـعـا

رأي عمـلـا	هـمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	NSL1 دض ةلـيـسنـلـا ددعتـم بـنـرأ داضـم مـسـج
يـرـخـأ ءـامـسـا/تـاطـاـحـالـم	DC8، MIS14، C1orf48، NSL1
عـونـلـا	يـرـشـب
مـنـجـالـا فـرـعـم (يـرـشـب)	25936
مـنـجـالـا فـرـعـم	25936
يـعـانـمـلـا دضـتـسـمـلـا	NSL1 نـيـتـورـب مـ 1-281 ةـيـنـيـمـأـلـا ضـاـمـأـلـا عـم قـفاوـتـي لـسـلـسـت يـلـع يـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـاـمـدـنـا نـيـتـورـب (NP_056286.3).
رـدـصـمـلـا	بـنـرأ
فـئـة	ةـلـيـسنـلـا ةـدـدعتـم ةـدـاضـم مـاسـجـا
قـيـطـطـلـا	WB، IF/ICC، ELISA
يـلـدـابـتـلـا لـعـافـتـلـا	يـرـشـب
SWISS	Q96LY1
نـيـتـورـبـلـل يـئـيـزـجـالـا نـزولـا	32 نـوتـلـاد وـلـيـك
نـحـشـلـا	جـلـث سـيـك