

ج ل- Nsun2 ج- Wb و Ihc-P و If/Icc و Ip و Elisa - Q08J23

رخصن عل مقرر: CM0006956

مقدم

NSUN2 ج- بنرأل نم ةل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م م س ج و Western blot ج- ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت immunohistochemistry و immunofluorescence و immunoprecipitation و ELISA. ف ش ت ك ي NSUN2 ز ا ر ي ف س ن ا ر ت ل ي ث ي م و ه و ، ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ر و ط ت ل ا و tRNA/mRNA ل ي د ع ت ي ف ك ر ا ش ي RNA.

ديزمل فرع

م ل م ل	م ي ل
ج ت ن م ل م س ا	NSUN2 Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ا ط ا ح ا ل م	MISU: MRT5: SAKI: TRM4: NSUN2
ع و ن ل	ي ر ش ب
Gene ID (ل ي ر ش ب ل)	54888
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل	NSUN2 (NP_060225.4) ي ر ش ب ل NSUN2 ن م 617-708 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ة ل س ن ل ة ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل	ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q08J23
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	86 kDa
ح ش ل	ج ل ت س ي ك