

Wb، Ihc-P، Elisa - P20783 لـ لانول كـيـلـوب بـنـرأ Ntf3 داضم

CM0029393: رصنع ل مقرر



مقدم

يُلعى فرعتي بنرأل نم ينولك يلوب داضم مسج
هم ادخت سال (3-ي بصعل لماعل) يرش بل NTF3
؛ ELISA و IHC-P، يبرغل بي سرتل ي
ثا ب أل ب سانم . رأل عم ابلا ص تم لعافتو
ي بصعل ومنلا لم او عو ة بصعل ايلخل اقب

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	NTF3 Rabbit pAb
مستضد	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
النوع	إنسان
النوع (إنسان)	4908
نوع	4908
مستضد	NP_002518.1) يرتبط ال NTF3 من 19-257 نيونم ألامحالة عمق فافتوي لسلسلتي لى ويحتوي بيكرت الداعم جاندان نيونم
مستضد	إنسان
النوع	الإنسان و لوبو داضم ماسح
مستضد	WB, IHC-P, ELISA
مستضد	إنسان، فأر
SWISS	P20783
نوع	29kDa
مستضد	جلبت سيك