

J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19338

رخصن عل مق ر: CM0002390



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةلسننل دىحو داضم
لباق، (C23) يرشبل نىلوىل كونل
ىبرغل ىعانم لىطلتلى فى قىبطلل
(Western blot)، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. بسانم
نىتاموركلى قىلختب ةقلعتمل لثا بآلل
تاموسوبى ارللو.

دىزم ل فرع

لم اع م ل	هم ى ل
جت نم ل م س	بنرأل نم ةلسننل دىحو نىلوىل كونل داضم
راع س س م س/ات اط ا ل م	C23; Nsr1; Nucleolin
عاو ن ل	ناسن
نىج ل فرع م	4691
دص س م ل	ىعانطصا دىتبب
ردص م ل	بنرأ
ةئ ل	ةلسننل ةدىحو داضم ماسحأ
قىبطلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقت ل اع ا ف ل	ناسن
SWISS	P19338
نىتوربل ن زو	77kDa
جش ل	جلت سىك