


## ض ب ن ر أ ل ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ Numb د ا ض م P49757

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0011421



### ة م د ق م

د ض ب ن ر أ ل ن م ة د و ج ل ا ي ل ا ع ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م  
ي ف ELISA و IP, WB- ل ن م ق ق ح ت ل م ت NUMB  
ن ي ت و ر ب ف د ه ت س ي . ة ي ر أ ف و ة ي ر ش ب ت ا ن ي ع  
س ي س ي ئ ر م ط ن م و ه و ، (P49757) س ن ا ج ت م ل م NUMB  
ة ي ب ص ع ل ا ي ا ل خ ل ن و ك ت و ي و ل خ ل م ا ق ت ل ل ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل ا                       | ه م ي ق ل ا                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت ن م ل ا م س ا                   | NUMB Rabbit mAb                                                                                   |
| ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | S171; C14orf41; c14_5527; NUMB                                                                    |
| ع ا و ن أ ل ا                       | ن ا س ن ا                                                                                         |
| GeneID (ي ر ش ب)                    | 8650                                                                                              |
| GeneID                              | 8650                                                                                              |
| د ض ت س م ل ا                       | (P49757) ي ر ش ب ل NUMB ن م 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ص د ي ت ب ب |
| ر د ص م ل ا                         | ب ن ر أ                                                                                           |
| ة ف ا ل ا                           | ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا                                                       |
| ق ي ب ط ت ل ا                       | WB, IP, ELISA                                                                                     |
| ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا       | ر أ ف ، ن ا س ن ا                                                                                 |
| SWISS                               | P49757                                                                                            |
| ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و               | 71kDa                                                                                             |
| ن ح ش ل ا                           | ج ل ت س ي ك                                                                                       |