

و Anti-Olig3 Wb- Jj دض بنرألل ةليسننلا ديحو دادضاً داضم Elisa - Q7Rtu3

مقرر: CM0002831

ةمدقم

بنرألل تؤم ةليسننلا ديحو دادضاً داضم
خسن لماع وهو، يرشبل Olig3 فدهتسي
عخنللا في ةببصللا ايلخلل صيصختل
ةقيرطل هتخص نم ققحتلل مت. كيوشلل
(Western blot) يبرغلل يعانملل خيطلتلل
ثاأبألل لاثم. (ELISA) زتممللا ةعانملل ليلحتو
باصعألل ملعل في خسنللا.

ديزملل فرعل

لماعمل	ةفصاومل
جتنملا مسا	Olig3 Rabbit mAb
راعتسم مسا/اتاطحال م	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
عاونأل	ناسنإ
نيجال فرعم (ناسنإ)	167826
نيجال فرعم	167826
دصتسملا	(Q7RTU3) يرشبل Olig3 نيتورب نم 173-272 ةينمألل صامألل لخاد لسلسلت عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةليسننلا ديحو دادضاً
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتللا لعاقتلا	ناسنإ
SWISS	Q7RTU3
نيتوربلل نزو	29kDa
نحشلل	جلت سيك