

Wb) - (Wb) ة ب ر غ ل ا ة ع ا ن م ل ل P16 Ink4 د ص ل ل ئ ا س ن ل ا د د ع ت م د ا ض م P51480

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0019164

ة م د ق م

ب ن ر أ ل ا ن م ة د و ج ل ا ي ل ا ع ل ل ئ ا س ن ل ا د د ع ت م د ا ض م م ت . p16 INK4 ل ل ة ي ن ي م أ ل ا ة ي ا ه ن ل ا ف د ه ت س ي (WB) ة ب ر غ ل ا ة ع ا ن م ل ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا ن ا س ن إ ل ا ع م ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ع م ELISA ة س ي ا ق م و ة ر و د م ي ط ن ت ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و م ا ر و أ ل ا ت ب ك و ة ي ل خ ل ا

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	p16 INK4A Rabbit pAb
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A
ع و ن ل ا	ر أ ف
م (ن ا س ن) ن ج ل ا ف ر ع م	1029
ن ج ل ا ف ر ع م	12578
د ص ت س م ل ا	ي ر أ ف ل ا P16 INK4 ن م 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ر ا ه ص ن ا ن ي ت و ر ب (NP_001035744.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ل ل ئ ا س ن ل ا ة د د ع ت م د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن إ
SWISS	P51480
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	17KDa
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك