

Elisa - P56373 و Wb لـ P2Rx3 دس لئاسنل ددعت م داضم

مقرر: CM0017305



مقدم

P2RX3 بـ صاخ بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم و WB لـ بسانم، (P2X purinoceptor 3) يرشبل وه فدهل. ذجل او رأفلل P2RX3 فشكي. ELISA. في كراشت و ATP طساوب لمعت تانويأ ةانق. ملأل كاردإو ةيسحلل ةجلالعمل.

ديزلال فرعا

لماعمل	مقيال
جتنملا مسا	P2RX3 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	P2X3; P2RX3
عاونال	ناسن
(ناسن) نجلال فرعم	5024
نجلال فرعم	5024
دصتسملا	بيكرتل داغم نيورب
ردصملا	بنرا
ةفلا	لئاسنل ددعت م داضم
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقم لعاقلال	ذج، رأف
SWISS	P56373
نيوربال نزو	44kDa
نحشلا	جلت سيك