

دعّم لئاسنل ددعت ماضم P2Rx4 لـ If/Icc، If-P، Elisa - Q99571 رصنع ل مقرر: CM0024352



مقدم

P2RX4 دعّم بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم تانوي أةانق، يقنم ل P2X4 لبقتسم) يرش بل نم ققحت ل م ت ATP) ىلع دمعت ةينوي تاك P2RX4 فش تكي IF/ICC، IF-P، ELISA. ف هت حص ةباجت سالا ةساردل يلاثم. يرأفل او يرش بل بيصع ل باهتلال او ةيعانم ل

ديزم ل فرع

لماع ل	همي ل
جتنم ل م سا	P2RX4 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطح الم	P2X4; P2X4R; P2RX4
عاون ل	ناسن
GeneID	5025
دصتسم ل	يرش بل P2RX4 نم 111-211 ةينم أل صام أل لحد لس لس ت غم قفاوتي يعانطصا ديت بب: يعانطصا ديت بب (NP_002551.2)
ردصم ل	بنرأ
ةئل	لئاسنل ددعت ماضم ماسجأ
قبطت ل	IF/ICC، IF-P، ELISA
عطاقت ل لعافت ل	رأف، ناسن
SWISS	Q99571
نيتور بل نزو	43kDa
نحش ل	جلت سيك