

مادختس الـ P2Rx4 - داضم بنراً ةليسن الـ يداحأ داضم مسج فـ Wb، If-P، Elisa - Q99571

رصنعلال مقرر: CM0004889



ةمدقم

دض ةدوجل الـ لالاع ةليسن الـ يداحأ بنراً داضم مسج
P2X4 لبقتسم) يرشبل الـ P2RX4 نيـتورب
WB، فـ مادختسال الـ هنم ققحتُم، (يـنـيـرويـبـالـ
IF-P، ELISA؛ ناسنإل الـ نم تانيـعـم لـعـافـتيـ
تاونق ةساردل ةديفم ةادأ. ذرجلـاو رأفلـاو
ملعو ةعانم الـ فـ ATP ـب ةطشنم الـ تانويـألـ
بـاصـألـ.

ديزم الـ فرع

هم لعلال	هم يـالـ
جتنم الـ مسـا	P2RX4 (mAb) ةليسن الـ يداحأ بنراً داضم مسج
يرخأ ءامسأ/اطحالـم	P2X4; P2X4R; P2RX4
فدهتسم الـ يـحلـالـ نـاكـالـ	ناسنإل
مـجـالـ فرـعـم (GeneID)	5025
يـعانـمـالـ دضتسمـالـ (Immunogen)	P2RX4 نيـتورب نم 338-55 ةيـنـيـمـألـ ضامـألـ يـلـع يـوتـحـي فـلتـؤم يـجـامـدنـا نيـتورب (NP_002551.2)
ردصم الـ	بنراً
ةئـفـلـا	ةليسن الـ يداحأ ةداضم ماسجأ
قـيـبـطـالـ	WB، IF-P، ELISA
عـطـاقـتـمـالـ لـعـافـتـالـ	ذرجلـاو رأفلـاو، ناسنإل
SWISS	Q99571
نيـتوربـللـ يـئـيـزـجـالـ نـزولـا	نوتلاد وليك 43
نـحـشـالـ	ديربت سيك فـ