

Polymab® J- Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - بـنرأ نم P2Rx4 داضم Q99571

رخصنعلال مقرر: CM0011340



ةمدقم

بـنرأ نم ةيساسحلال يلاع ةليسنلل ديحو داضم لـ هنم ققحتلال مت P2RX4 دض بيكرتلال داعم فشكي WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. رآفلل و ناسنل لل ينروبلا P2X4 لبقتسم ملعو ةعانملا ملع ثاحبال يلاثم؛ ذرجلالو نوتلاد وليك 43~. باصعلا

ديزملال فرعا

لماعمال	هميالا
جتنملا مسا	P2RX4 Rabbit PolymAb®
راعتسم مس/اتطاحالام	P2X4; P2X4R; P2RX4
عونلا	ناسنل
نيجال فرعم (ناسنل)	5025
نيجال فرعم	5025
دضتسملا	(NP_110378.3) يرشبلا P2RX4 نم 55-338 ةينمألا صامألال عم قفاوتي لسلسلت ىلع يوتحي بيكرتلال داعم يجامدنل نيوتوب
ردصملا	بـنرأ
ةئفلا	ةليسنلل ةديحو دادصأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ذر، رآف، ناسنل
SWISS	Q99571
نيتوربال نزو	43kDa
نحشلا	جلت سيك