

000398 - Wb، Elisa - J- بنرألا نم لئاسنلا ددعتم P2Ry10 داضم رمصنعل مقرر: CM0024036



ةمدقم

P2RY10 دض بنرألا نم لئاسنلا ددعتم داضم (10 ضرتمل ينيرويبل P2Y لبقتم) م، ELISA و Western blot ل هتص نم ققحتلا، رأفلاو، ناسنلا عم لدابت لكشب لعافتنيرويبل تاراشإ ساردل دي فم، ذرل او G نيتر بب ةنرتملا

ديزمل فرعا

لماعلا	تافصاوملا
جتنملا مسا	P2RY10 Rabbit pAb
مس/اتاطحالم راغتم	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
عاونا	ناسن
GeneID (ناسن)	27334
GeneID	27334
دضتملا	يرشب P2RY10 ل سكبركلا ةياهنلا ىل 200 نم ةنيماألا صامألا لخاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب إيعانطصا ديتبب (NP_001311147.1).
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنلا ددعتم ةداضم ماسجا
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذر، راف، ناسن
SWISS	O00398
نيتر ببال نزو	39kDa
نحشلا	جلت سيك