

Elisa - Q96G91 و J- If/Icc ةليسننلا ددعتم بنرأ P2Ry11 داضم رصنعلا مقر: CM0023120

ةمدقم

ةدوجللا يلاع ةليسننلا ددعتم بنرأ P2RY11 داضم
هتحص نم ققحتلا مت. رأفلاو ناسنإلا تانيعل
فشتكى. ELISA و IF/ICC تاقيبطتل
وهو، P2Y purinoceptor 11 (P2Y11) لبقتسم
40 يلاوح دنع، G نيثوربب نرتقم لبقتسم
نوتلاد وليك.

ديزملل فرعا

لماعمل	ةمىقلا
جتنملا مسا	P2RY11 Rabbit pAb
راعنسم مس/اتاطحالام	P2RY11; P2Y11; P2Y purinoceptor 11
عاونالا	ناسنإ
ناسنإ (نيجال فرعم)	5032
دصتسملا	P2RY11 يرشبلا (NP_002557.2) 1-100 نةنيماالا صامأالا لخاد لسلسلست غم قفاوتي يعانص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا ددعتم ةداضم ماسحأ
قيبطتللا	IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتلا	رأف، ناسنإ
SWISS	Q96G91
نيثورببلا نزو	40kDa
نحشلا	جلت سيك