

- P2RY12 J- Wb, If-P, Elisa - دة ةل س ن ال د د ع ت م د ا ض م س ج Q9H244

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0022821



ة م د ق م

ب ن ر ال ن م ة ل س ن ال د د ع ت م د ا ض م س ج ل ب ق ت س م) ي ر ش ب ال P2RY12 ف د ه ت س ي (12 P2Y ن ي ر و ي ب ال J- WB, IF-P, ELISA. ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي ة و م د ل ا ح ئ ا ف ص ل ا ع م ج ت ا ح ا ب أ ل ي س ا س أ ء ا ق ر إ ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ال م س ا	P2RY12 م س ج (pAb) ب ن ر ال ن م ة ل س ن ال د د ع ت م د ا ض م س ج
ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ال م	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(12)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
ي ج ل ا ن ئ ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م ن ج ال ف ر ع م	64805
ي ع ا ن م ال د ص ت م ال	(NP_795345.1) ي ر ش ب ال P2RY12 م 243-342 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ال	ب ن ر ال
ة ف ل ا	ة ل س ن ال د د ع ت م د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IF-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q9H244
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 39
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك