


**و (Wb) يبرغل لى سرتل P2Ry2 دض لئاسنلا ددعت م داضم  
Elisa - P41231**

**CM0013723: رصنعلا مقر**



## مقدم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ادعتم داضم  
هنم ققحتل مت، (P41231) يرشبل P2RY2  
ELISA و (Western blot) يرغل ليرسرتل  
ذرجل و رافل و ناسنل عم ابلاصتم لعافتي  
G تال بقتسم تاراشل ثاحبال للاثم  
(PCR). (GPCR).

## ديزمل افرعا

| رأي علمي          | معلومات                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جسيم المس         | P2RY2 Rabbit pAb                                                                                                   |
| معلومات/معلومات   | P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2                                                                   |
| العلم             | ناسن                                                                                                               |
| م (GeneID) (ناسن) | 5029                                                                                                               |
| م (GeneID)        | 5029                                                                                                               |
| معلومات           | (NP_788086.1) يربط الـ P2RY2 م 278-377 ميني-ألم صامح-ألم عم قفاوتي لسلسلتي لعل يوتحي بيكرت-ألم داغم يجامدن ني-تورب |
| معلومات           | بنر                                                                                                                |
| معلومات           | لئاسن-ألم مدمدم دادص                                                                                               |
| معلومات           | WB, ELISA                                                                                                          |
| معلومات           | مدم، رأف، ناسن                                                                                                     |
| SWISS             | P41231                                                                                                             |
| معلومات           | 42kDa                                                                                                              |
| معلومات           | معلومات                                                                                                            |