

Polymab® J- Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - ب ن ر أ ن م P4Hb داضم P07237

CM0002026: رصنع ال مقرر



ةمدقم

داضم مسج وه PolymAb® ب ن ر أ ن م P4HB داضم ديتي ربك ي ن ا ث ن ي ت و ر ب دض ة ل ي س ن ل ا د ي ح و م ت (protein disulfide-isomerase) زاري موزي إل و WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ة ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ي ل ا ث م . ن ا ذ ر ج ل ا و ن ا ر ئ ف ل ا و ر ش ب ل ا ي ف ELISA ي ط و د ي ت ي ر ب ك ي ن ا ث ط ب ا و ر ن ي و ك ت ة س ا ر د ل ة ي م ز ا ل ب و د ن إل ا ة ك ب ش ل ا ي ف ت ا ن ي ت و ر ب ل ا .

ديزمل الفرع

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	P4HB Rabbit PolymAb®
ر ا ع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ج ل ا ف ر ع م	5034
ن ي ج ل ا ف ر ع م	5034
د ص ت س م ل ا	ب ن ر ا P4HB ل ي ر ش ب ل ا (NP_000909.2) م 329-508 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ا ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة د ي ح و ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	د ر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P07237
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 57
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك