


ةبرضلاب هيلع قداصُم) Polymab® يبنرأ P53 -ل داضم مسج ةيضاقلا (Ko) ل- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P04637

ررضنعلال مقرر: CM0006844



ةمدقم

p53 دض يبنرأ ةلئسنلل يداحأ داضم مسج
ةيضاقلا ةبرضلاب هيلع قداصُم، يرشبل
IF/ICC او IHC-P او WB تاقيبطتل بسانم (KO).
فلتؤم نيئورب وه دضال دلوم. ELISA و
ثاحبأل يلاثم. يرشبل p53 عم لعافتيو
جمربمل ايلخلل توم تاساردو ناطرسلال

ديزملال فرعأ

ةمدعلال	ةمئل
جتنملا مسا	PolymAb® يبنرأ p53 [KO ةيضاقلا ةبرضلاب هيلع قداصُم]
ىرخأ ءامسا/تاطحال م	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53
عاونالا	يرشب
نئجلال فرع م	7157
نئجلال فرع م	7157
دضال دلوم	يرشبل p53 -ل فلتؤم نيئورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنلل يداحأ داضم ماسجأ
قيبطتلال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بللصملا لعافتال	يرشب
SWISS	P04637
نيئوربال نزو	نوتلاد وليك 44
نحشلال	جلت سيك