

ض ب ن ر أ ل ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م P63 J L- Wb، Ihc-P، Elisa - Q9H3D4

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0003385



ة م د ق م

ب ن ر أ ل ل م n recombinant ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م ت . (63 م ر و ل ا ن ي ت و ر ب) ي ر ش ب ل a p63 ف د ه ت س ي ELISA، و IHC-P، ل ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل ا . ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي . ن ا ط ر س ل ل ا و ي ر ه ط ل ا ر و ط ت ل ا ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ن م ا م س ا	p63 Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ا ط ا ح ا ل م	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
ن ا س ن ا (ن ا س ن ا) ف ر ع م	8626
ن ي ج ل ا ف ر ع م	8626
د ص ت س م ل ا	ب ن ر أ ل ل م ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي recombinant ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (Q9H3D4) ي ر ش ب ل a p63 م 1-203 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي recombinant ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (Q9H3D4).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q9H3D4
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	45-77 kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك