

و If/Icc و Ihc-P و Wb ل Pabpc4 دض ةليسننل ددعت م داض م سح Elisa - Q13310

ررضنعل مقرر: CM0028445

ةمدقم

PABPC4 دض ةليسننل ددعت م يبنرأ داض م سح
WB، IHC-P، IF/ICC،
ELISA. ذرل او رافل او ناسنلإ عم لعافت ي.
A يلوبل اب mRNA طابتر ةساردل يلاثم
خسنل دعب ام ميطننو

ديزمل فرع

ةمدعل	ةمقلا
جت ممل مسا	PABPC4 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	APP1، APP-1، PABP4، iPABP، PABPC4
عونل	ناسن
نسنلإل فرعم	8761
نسنل فرعم	8761
يعانم دضتسم	PABPC4 ن (NP_003810.1) يرشبلا 350-450 م ةنيملأ ضامحال لخد لسلست عم قفاوت ي يعانطصا ديتبب
ردصم	بنرأ
ةفءة	ةليسننل ةددعت م داضم الم اسحال
امدختسالا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
لدابتمل لعافتل	ذرل، راف، ناسن
SWISS	Q13310
ننوربل نرو	نوتلاد وليك 71
نحشلا	جلت سيك