


ضد ةلېسنن ال يداحأ داضم Pah J- Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00439 رصنع ال مقرر: CM0002417



ةمدقم

PAH ضد بنرأل نم ةلېسنن ال يداحأ داضم (زالېسكوردېه-4-نېنألألېنېف) ېرشب ال لعافتې WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. ل-بسانم ذرل او، رآف او، ېرشب ال PAH عمأبلاصتم اېروېنوتېك لېنېف لوب ثاحبأل ېلاثم. مېزنأل طاشن تاساردو

دېزمل الفرع

لماعم ال	ةمقو ال
جتنم ال مسا	PAH Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	PH; PKU; PKU1; PAH
عاونأل	ناسن
نېج ال فرع م	5053
دضتسم ال	(P00439) ېرشب ال PAH نم 1-100 ةنېمألأ صامألأل خاد لسلسلست عم قفاوتې يعانطصا دېتتب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةلېسنن ال يداحأ داضم
قېبطت ال	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
بلاصتم ال لعافت ال	ذرل، رآف، ناسن
SWISS	P00439
نېتورب ال نزو	52kDa
نحش ال	جلت سېك