

J- Pap ةداضم ال ةيبنرأل ةليسنن ال ةدعتم ةداضم ال ماسجأل J- Wb و Elisa - P51003

رصنع ال مقرر: CM0026312



ةمدقم

ةدوجل ال يل اع ةليسنن ال ددعتم ةيبنرأ داضم مسج
يرشب ال افلأ (A) يلوب زاريميلوب فدهتسي
فاشنلل هتحص نم ققحتل مت (PAPOLA/PAP).
ةساردل بسانمو و ELISA، و (Western blot) يرغل
يلاثم. mRNA- لل ليني دأ يلوب ال ليدعت
ةيحب ال و ةيصيخش تل اتي بطل لل

ديزم ال فرع

ةم لعل	ةم يقي
جت نم ال مسا	PAP Rabbit pAb
راعتم مسا / تاطحال م	PAP; PAP-alpha
عون ال	يرشب
نجل ال فرع م	10914
نجل ال فرع م	10914
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال PAP م 605-745 ةيني مأل اضاأل اع م قفاوتي لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب فلتؤم ني تورب (NP_116021.2)
ردصم ال	بنرأ
ةف	ةليسنن ال ةدعتم ةداضم ال ماسجأل
قي بطل ال	WB, ELISA
لدابت ال لعافت ال	يرشب
SWISS	P51003
نوتورب ال نزو	نوتالاد وليك 83
نحش ال	جلت سيك