

رابط خال Anti-Papd4 (Gld2/Tut2) لئاسنل ددعت ماضم مسج Elisa - Q6Piy7 رابط خاو Wb يبرغل يعانملا

رصنعل مقرر: CM0015800

ةمدقم

بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم مسج مت دقو، (GLD2/TUT2) يرشبل PAPD4 فدهتسي يعانملا رابط خال يف هتيلاعف نم ققحتل تانيع مادختساب ELISA رابط خاو WB يبرغل ددعت ةساردل بسانم. ةذرجو ةيرأفو ةيرشب انرلا ميظنتو يمزالبوتسي لل ةلنيألل يوركيملا.

ديزملا فرع

هم لعملا	هم يلا
جتنملا مسا	PAPD4 Rabbit pAb
تافدارملا/تاطحالاملا	APD4؛ GLD2؛ TUT2؛ PAPD4
عونلا	ناسنالا
نيجلا فترعم (ناسنالا)	167153
نيجلا فترعم	167153
يعانملا دصتسملا	يرشبل PAPD4 نم 1-300 ةينيألا صامحالل قباطم لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيوترب (NP_776158.2)
ردصملا	بنرأل
ةئفلا	لئاسنلا ددعت ماضم ماسجا
قيبطتلا	WB، ELISA
بالاصتلا لعافتلا	ذرجلا، رأفلا، ناسنالا
SWISS	Q6PIY7
نيوتربلل يئيزجلا نزولا	نوتلاد وليك 56
نحشلا	جلت سيك