

Elisa - Q96Iz0 و Wb - JI بنرأ ينولكيلوب Par4 داضم

رصنع ال مقرر: CM0027204



ةمدقم

نم PAR4 -ل داضم ةدوجل يلاع ينولكيلوب داضم ELISA و (Western blot) يبرغل ليجرتلل بنرأ يلاثم .يذجل او يرأفل او يرشبل PAR4 فشكي Q96IZ0 - .ناطرسلل او ةتامتسالل ثاأل

ديزملل فرع

راي عم ال	ةم يول
جت نم ال مسا	PAR4 Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطحال م	PAR4; Par-4
عون ال	ناسن
نيج ال فرع م	5074
نيج ال فرع م	5074
دصتسم ال	PAR4 (NP_002574.2) يرشبل PAR4 نم 200-300 ةيني مأل ضامأل لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانص ديتبب ؛يعانص ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةينولكيلوب ةداضم ماسأ
قيبطت ال	WB, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذج ،رأف ،ناسن
SWISS	Q96IZ0
نيوربل ال نزو	37kDa
نحش ال	جلت سيك