

خيط لتل Pax3 - داضم بناراً ةل يسننل ددعت م داضم مسج (Elisa) - يعانم ال طبت رمل ميزنإل او (Wb) يعانم ال بربغ ال P23760

رصننعل مقرر: CM0016108



ةمدقم

ةدوجل ال يل اع بناراً ةل يسننل ددعت م داضم مسج نم ققحتل مت، يرشب ال PAX3 - داضم (WB) يعانم ال بربغ الخيط لتل هتجالص عم لعافت. (ELISA) يعانم ال طبت رمل ميزنإل او ثوبلل يلاثم، ذجل او رأفل او ناسنإل تانيع، تالضعل نيوكتو، ببصل روطتل لاجم يف، ينجل الخسنل ميطننو.

ديزل فرعا

رايعم ال	ةميقل
جتنم ال مسا	PAX3 Rabbit pAb
راعتسم ال مسال / تاطحال ال	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
عون ال	ناسنإ
نجل ال فرعم (ناسنإل)	5077
نجل ال فرعم	5077
يعانم ال دصتسم ال	فلتؤم نيورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفل	ةل يسننل ددعت م داضم ال ماسجال
قبطتل ال	WB, ELISA
لدابتل لعافت ال	ذجل، رأف، ناسنإ
SWISS	P23760
نيورب ال نزو	نوتلاد وليك 53
نجل ال	جلت سيك