

J- Pax7 J- Wb, Elisa - P23759

رقم المنتج: CM0024739

مقدمة

فدته سي بنرألل ةليسننل ددعتم داضم مسج
ل- هتصص نم ققحتل م ت. (HuP1) يرشب ال PAX7
نأزجلالو نارئفل عم لعافت. WB و ELISA.
ةيلضعلل ةيعزجل ايلخلل اأب بسانم
نوتلاد وليك 55~. تالضعلل نوكتو

ديزملل فرع

ةمعلم	ةمقلا
جتنملا مسا	PAX7 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتطاحال م	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
عاونال	يرشب
م (يرشب) نجلل فرع	5081
نجلل فرع	5081
دضتسملا	PAX7 (NP_039236.1) يرشب ال 350-470 نم ةينمألل اأب اأب عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتلل داعم يامدنل نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةفءة	ةليسننل ددعتم داضم ماسأ
قبطتل	WB, ELISA
لدابتل لعافت	ذرج، راف، يرشب
SWISS	P23759
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 55
نحشلا	جلت سيك