


بنرألل ةللسنللا يدأحأ داضم مسج Pax8 J- If/Icc، Ihc-P، Elisa - Q06710

مصنوع ال مقرر: CM0007530



ةمدقم

بنرألل ةدوجل اللع ةللسنللا يدأحأ داضم مسج نم ققحتلا مت، يرشب ال PAX8 فدهتسي لعافت. ELISA و IHC-P و IF/ICC ل هتحص يلاثم. ناذرل او نارئفلا عم عطاقتم لكشب مرو ثاحبأو ةيقردللا ةدغلل خسن لماع تاساردل زمليو.

ديزمل فرعا

ةمعلم ال	ةمقيل
جت نمل مس	PAX8 Rabbit mAb
راع تسم مس/اتاطحال م	PAX-8; PAX8
عاون ال	يرشب
نيجل الفرعم (GeneID)	7849
دصتسم ال	(NP_003457.1) يرشب ال PAX8 نم 200-300 ةنيملال صامحال نمض لسلسلت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةللسنللا يدأحأ داضم ماسجأ
قبطتلا	IF/ICC, IHC-P, ELISA
عطاقتم لعافتلا	ذرج، رأف، يرشب
SWISS	Q06710
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 48
نحش ال	جلت سيك