

J- Pcdha13 J- Wb، Elisa - ةل س ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج Q9Y5I0

مقرر: CM0029068

ة م د ق م

فدهتسي ة د و ج ل ي ل ا ع ي ب ن ر أ د ا ض م م س ج م ت (PCDHA13) ة ل ا ف ل أ ن ي ر ي ه د ا ك و ت و ر ب ل ع ا ف ت ي . ELISA و Western blot ة ل ه ن م ق ق ح ت ل م ل ع ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ق ا ص ت ل ا ل ا و ة ي و ص ع ل ا ت ا ل ا ص ت ا ل ل و ح ب ا ص ع أ ل ا ي و ل خ ل ا .

ديزم ل فرعا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ل ا
ج ت ن م ل م س ا	PCDHA13 ة ل س ن ل د د ع ت م ي ب ن ر أ د ا ض م م س ج (pAb)
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	CNR5: CNRN5: CNRS5: PCDH-ALPHA13: PCDHA13
ف د ه ت س م ل ي ح ل ن ا ك ل ا	ن ا س ن ل ا
م (ن ا س ن ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	56136
ن ج ل ا ف ر ع م	56136
ي ع ا ن م ا د ص ت س م ل ا	PCDHA13 ن ي ت و ر ب ن م 300-360 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_061727.1) ي ر ش ب ل ا
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل د د ع ت م د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB، ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q9Y5I0
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 102
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك ي ف