

فدهتسي بنرأل نم ينولك يلوب داضم مسج
(4-ا تي ب نيري هداك وتورب) يرش ب ال PCDHB4
WB، IF/ICC، ELISA؛ ل هت حص نم ققحت ل م
ب سانم. ذر ج لاو رأف ال عم ا عطا ق ت م لع اف تي و
ب اصع أل ملعو ا يال خ ل ق اص ت ل ثا ح ب أل

اسم الجين	معلومات
جنت من الماس	PCDHB4 Rabbit pAb
مراجعة / مساهمة / تاريخ	PCDH-BETA4; PCDHB4
نوع الخلايا	إنسان
موقع الجين (إنسان)	56131
موقع الجين	56131
نص التسمية	(NP_061761.1) يربط الـ PCDHB4 من 28-300 حمض أميني إلى عظمى قفاوتى لسلسلة يلى يوتحي بيكرت الـ داعم يجامدنا دي تورب
نص المراجعة	بنر
الصفة	التي لا تملك يلوب وداضم ماسج
نوع الاختبار	WB, IF/ICC, ELISA
مطابقا لمعلومات	ذبح، راف، إنسان
SWISS	Q9Y5E5
نوع البروتين	87kDa
نوع التحليل	جلت سيك