

J- Dasm Benr Al Nam El-Sennal Dihoo Dasm Mshj Elisa - Q9H4Z3 و IHC-P و Wb في مادختسالل

مصنع ال مقمر: CM0006365



مقدم

J- Dasm Benr Al Nam El-Sennal Dihoo Dasm Mshj
Bisrtil l hti hal v nm q qhtl mt, PCIF1,
Eianm l aymik l l, ybr l Eianm l,
Eianm l Bisrtil l l, (nifarab l l) Eijisn l l,
Rafal l nasn l l l m l l l l. ELISA rabtl l l
y f' 5' Eeq Elithm t asardl b sanm. Drg l l
mRNA E l l l.

ديزم ال فرع

راي عم ال	م ي ال
جت نم ال م سا	[م ادختساب ه نم ق قحت ال مت] PCIF1 Rabbit mAb KO
ت اف دارم ال/ت اطح ال م ال	CAPAM: hCAPAM: hPCIF1: C20orf67: PPP1R121: F1
عون ال	ناسن ال
م ج ال فر عم	63935
ي عانم ال دصتسم ال	PCIF1 NP_071387.1 ي رشب ال م 1-200 ن ي ن ال م ا ض ا ل ل با ق ي ل س ل س ت ي ل غ ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ردصم ال	بنر ال
ة ف ال	ة ل س ن ال ة د ي و ة د ا ص م ال م ا س ج ال
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IP, ELISA
ب ل ا ص ت م ال ل ع ا ف ت ال	د ر ج ال, ر ا ف ال, ن ا س ن ال
SWISS	Q9H4Z3
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ر ج ال ن ز و ل	81 ن و ت ا د و ل ي ك
ن ح ش ال	ج ل ث س ي ك