

و Wb تاي نقتل Pcif1 دض يبناراً لئاسنل ددعت م داض م مسج Ihc-P و Ip و Elisa - Q9H4Z3

رصنع ال مقرر: CM0022997



ةمدقم

م يزن إ دض لئاسنل ددعت م يبناراً داض م مسج
لاسرم ال انرل اءاطغ زاري فس نارت لي ثيم
نم ققحتل م ت PCIF1 (CAPAM)، يرشب ال
ELISA و IP و IHC-P و WB تاي نقتل هتي حالص
فدهت سي. ذجل او رأف ل او ناسنل تاني ع ي ف
نم 200 ل 1 نم ةي ني مأل ضامح ال
NP_071387.1.

ديزم ال فرعا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مسا	PCIF1 Rabbit pAb
ةلي دب ءامس / تاطحال م	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
عون ال	يرشب
ناسنل (ال) فرع م	63935
نيح ال فرع م	63935
يغانم ال دصتسم ال	يرشب ال PCIF1 ني تورب نم 1-200 ةي ني مأل ضامح ال عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_071387.1)
ردصم ال	بنرال
ةفلا	لئاسنل ددعت م داضم ال ماسح ال
قبيطت ال	WB, IHC-P, IP, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذج، رأف، ناسن
SWISS	Q9H4Z3
ني تورب ال نزو	نوتالاد وليك 81
نحش ال	جلت سيك