

J- Pcm1 J- Wb, If/Icc, Elisa - Q15154

رخصنعلال مقرر: CM0023211



ةمدقم

PCM1 دض بنرألل ةلئسنللا ددعت م داض م سح J- WB و IF/ICC ل هت حص نم ققحتلا مت ، يرشبل يرأفلاو يرشبل PCM1 عم لعافتة ELISA و ةقطنملا فدهتسي و ، (نوتلاد وليك 229 يلواح) يزكرملا ميسجلال ثاحبال بسانم N. ةيفرطلا (cilium) بدهلاو (centrosome).

ديزملال فرعا

ةم لعملا	ةم قلا
جت نملا مسا	بنرألل ةلئسنللا ددعت PCM1 داض م سح
رخا ءاسا/اتاطحالم	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
عاونالا	يرشب
نيجلا فرعم	5108
نيجلا فرعم	5108
Immunogen) دضتسملا	PCM1 نم 1-260 ةنيئمألا ضامألا عم قفاوتة لسلسلست ىلع يوتحي بيكرتلا داعم يجامدن نيورب (NP_006188.4).
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةلئسنللا ددعت م داض م اسحا
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتة لعافتلا	راف ، يرشب
SWISS	Q15154
نيوربلا نزو	نوتلاد وليك 229
نحشلا	جلت سيك