

J- Anti-Pcsk9 J- Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Nbp7

رصدنعل مقرر: CM0021782



مقدم

PCSK9 دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
تانيع في WB, IF/ICC, IP, و ELISA ل بسانم
ةقلعتم لثا بأل في دعاسي. ناذرل او رش ب ل
LDLR ل لحتو لورثسي ل و ك ل نزاوتب

ديزم ل فرع

لماعم ل	همي ل
جتنم ل مسا	PCSK9 Rabbit pAb
راعسم م س/اتاطحال م	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
عون ل	ناسن
مجي ل فرعم (GeneID)	255738
دصتسم ل	PCSK9 نم 31-692 ني نيم أ ل صام أ ل عم قفاوتي ل س لست ي ل ع يوتحي بيكرت ل داعم ي جام دن نيتورب (NP_777596.2)
ردص ل	بنرأ
ةف ل	لئاسنل ددعتم داض
قيبطت ل	WB, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقم ل لعاقل ل	درج، ناسن
SWISS	Q8NBP7
نيتورب ل نزو	20kDa/74kDa
نحش ل	جلت سيك