


ضد لئاسنن ال ددعت م داضم - Pdcd10 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bul8

رصنع ال مقرر: CM0019634



مقدم

PDCD10 ضد بنرأل نم لئاسنن ال ددعت م داضم
يف مادختس ال (CCM3/TFAR15) يرش ب ال
(Western blot), IHC-P, IF/ICC, و
ELISA. ف كراشي STRIPAK تاغمم نم عزج
ةرج هو، ةي وم دلة عوأل ني وكت، ةتامتس ال
رأفل، ناسنن ال عمأب لاصتم لعافت ي. ايلخل
ذرجل او.

ديزمل الفرع

راي عم ال	ه ي ق ال
ج نم ال مسا	PDCD10 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطح ال م	CCM3, TFAR15, PDCD10
عون ال	Human
GeneID (Human)	11235
GeneID	11235
دصتسم ال	يرش ب ال PDCD10 نم 1-212 ةني مأل اصمأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داغم يجامدن ني تورب (NP_009148.2)
ردصم ال	Rabbit
ةفل	Polyclonal Antibodies
قي بطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بالصت ال لعافت ال	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BUL8
نيتورب ال نزو	25kDa
نحش ال	Ice bag