


Pde3A ج- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14432

رصاصن عل مقرر: CM0023920



ةمدقم

بنرأل نم ةدوجل ال يل اع لئاسنل ددعت م داضم
ج- WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA فئاسنل، رأل،
تاراش وجمربم ال الال تل توم ثاأل الال
cAMP/cGMP.

دزم ال فرع

راي علم ال	همي ال
جتنم ال مس	PDE3A Rabbit pAb
راع سسم مس/اتاطحال م	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
عاون ال	ناسن ال
GeneID (ناسن ال)	5139
دصتسم ال	NP_000912.3) يرشب ال PDE3A نم 380-660 ةني مأل صامأل عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	لئاسنل ةددعت م داضم
قيبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	دوجل، رأل، ناسن ال
SWISS	Q14432
ني تورب ال نزو	125kDa
نحش ال	جلت سيك