

**Wb، Ip، J- Pde3A ج- داضم يبنرأ ةل يسنل ا ديح و داضم مسج
Elisa - Q9Z0X4**

CM0029654: رصنع لاقر

ةمدقم

PDE3A دض يبنرأ ةل يسنللا ديحو داضم مسج
ضامحلأا) فلتؤم عذج دض هريضحت مت ، يرأفلا
هتيحالص نم ققحتلا مت ، (550-700 ةينيملأا
وهو ، يرأفلا PDE3A -ل يعون هنا . WB ، IP ، ELISA -ل
ب طبثمل CAMP زاريتسي دوفسوف ميذن
تاديوتويلكوي نلا تاراشإ يف كراشم ال cGMP
ةتامتسال او ةيودلا .

دي زملا فرعا

معلومات	الاسم
نوع المنتج	PDE3A Rabbit pAb
التطبيق / استخدامات	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
الشركة	رأف
رقم المنتج (إرشاد)	5139
رقم المنتج	54611
توصيات الاستخدام	(NP_061249.1) يرافق الـ PDE3A من 550-700 مينيوم ألامضاح اعرف قفاوتى لسلست ىلغ يوتحى فلتؤم جامدنا نيتورب
ردصم	بنرأ
الحالة	لائس النددعت ماضم الماسحال
المطابقة	WB, IP, ELISA
مناطق التفاعلات	رأف
SWISS	Q9Z0X4
نوتينوربالنو	نولاولك 125
النشرون	جلى سىك