

Wb تاقىب بطتل Pdghra ل داضم ةلئسننل يداحأ داضم مسج Elisa - P16234 و lhc-P و if/lcc و ip و lhc-P

مصنوع ال مقمر: CM0010439



مقدم

م ت PDGFRα ل ةلئسننل يداحأ بنراً داضم مسج WB تاقىب بطتل هتئح الص نم ققحتل IHC-P و PDGFRα لىل فرعتي. ELISA و IP و IF/ICC و (CD140A) دضتسم. يذرجل و يرأفل و يرشبل (24-528 ةئئمأل ضامأل) فلتؤم ئعانم روطتل و ناطرسلل ثاحبأل لئلام.

دئلم الفرع

رأئم ال	همئق ال
جئئم ال مسأ	mAb بنراً PDGFRα داضم مسج
ةلئب ال ءامسأل/اتاطح ال	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
عون ال	ناسنل
ئئج ال فرعم (ناسنل)	5156
ئئج ال فرعم	5156
ئعانم ال دضتسم ال	(ئرشبل PDGFRα نم 24-528 ةئئمأل ضامأل) فلتؤم نئورب
ردص ال	بنرال
ئف ال	ةلئسننل يداحأ داضم ال ماسج ال
قئب بطتل ال	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
لدابئم ال لعافت ال	ذرجل، رأفل، ناسنل
SWISS	P16234
نئورب ال نؤ	نؤللاد وئك 123
ئش ال	جئئ سئك