

Elisa - P11177 و Wb- J ل ةليسنل ددعت م بنرأل Pdhb داضم CM0026079: رصنع ال مقرر



ةمدقم

م ت ةليسنل ددعت م بنرأل PDHB داضم و (Western blot) يبرغل ليجرتل ه ن م ققحت ال ذرل او، يرأفل، يرشب ال PDHB فشك ي. ELISA. تافوري ب م م ل و ح ثا ب أل ل ب س ا ن م ت ا ب ا ر ط ض ا و، ز و ك و ل ج ل ا ض ي أ، ز ي ن ي ج و ر د ي ه ي د ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا.

ديزل فرعا

لماعم ال	ةم ي ل
ج تنم ال م سا	PDHB Rabbit pAb
راغت سم م س ا / ت ا ط ا ح ال م	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
عاون ال	ناسن
م ن ج ال فرعم	5162
م ن ج ال فرعم	5162
دصت م ال	PDHB (NP_000916.2) يرشب ال PDHB م 1-300 ة ن ي م ال ا ص ا م ا ح ال ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ردصم ال	بنرأ
ةفل	ةليسنل ددعت م ة داضم م اسحأ
ق ي ب ط ت ال	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ا ع ا ف ت ال	ذر، رأف، ناسن
SWISS	P11177
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	39kDa
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك