

J- Wb، Ihc-P، Elisa - ب نرأل ن م تادضتسم ل ددع ت Pdia6 داضم Q15084

رصنع ل مقرر: CM0024829



ةمدقم

ي ل اع ب نرأل ن م تادضتسم ل ددع ت داضم م ت (ERP5/P5) يرش ب ل PDIA6 فدهتسي ةدو ل ل WB، IHC-P، ELISA؛ ل هتي ل ص ن م ققحت ل ذر ل او رأل عم لدابت م لكش ب ل عافتو دا ه و م د ل ح ئ اف ص ل ثا ب أل ي ل ا ث م ن و ت ل ا د و ل ي ك ~48. ة م ز ا ل ب و د ن إ ل ة ك ب ش ل

دي ز م ل فر ع

راي عم ل	هم ي ل
ج ت ن م ل م س ا	PDIA6 Rabbit pAb
راع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
ع و ن ل	ناس ن
م (ناس ن) ن ج ل فر ع م	10130
د ص ت س م ل	(NP_005733.1) يرش ب ل PDIA6 ن م 20-300 ة ن ي م أ ل ص ا م أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ت ا د ض ت س م ل د د ع ت م ي م ز ا ل ب و د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ت ا د ض ت س م ل ة د د ع ت م د ا د ص أ
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, ELISA
ب ع ش ت م ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن
SWISS	Q15084
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	48kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك