

J- Pdk1/Pdhk1 داضم يبنرأ ةلئسنل دئو داضم مسج صحفل او (Wb) ةئعانملا ةبدنل لعافت تامادختسال Q15118 - (Elisa) ئعانملا ئمئزنل

مصنوع ال مقرر: CM0004948



ةمدقم

دض فلتؤم يبنرأ ةلئسنل دئو داضم مسج
Q15118) ئرشب ال PDK1/PDHK1
(WB) ةئعانملا ةبدنل لعافت ئف مادختسال
(ELISA) ئعانملا ئمئزنل صحفل او
ةساردل ئلاثم. رأفل عم أبلاصتم آلعافت
ةجسكأل صقن تاراش او زوكولغل بالقتسا.

دئزمل الفرع

لماعمل	ةمئل
جتنملا مسا	PDK1/PDHK1 دض يبنرأ ةلئسنل دئو داضم مسج
ةلئب ءامسأاطحال	PDK1/PDHK1 1: زانئك زانئجورءهئءافورئب PDK1:
عونل	ئرشب
ئرشبال) ئئجل فرعم	5163
ئئجل فرعم	5163
ئعانملا دضتسملا	(Q15118) ئرشبال PDK1/PDHK1 ل 100 ل 1 نم ةئئئمالا صامحال نمض لسلست عم قفاوتئ ئعانطصا دئبب ئعانطصا دئبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنل دئو داضملا ماسجال
قئبطلال	WB, ELISA
بالصتملال لعافتال	ئراف، ئرشب
SWISS	Q15118
نوتوربال نزو	نوتلاد وئك 49
ئحشال	جلت سئك