


Wb، If/Icc، Elisa - Q15119 Pdk2 جـ ةليسنل ددعت م بنراً داضم مسج

رصنع ال مقرر: CM0026357



ةمدقم

PDK2 جـ ةليسنل ددعت م بنراً داضم مسج WB، IF/ICC، ELISA. يذرجل او يرأفل او يرشب ال PDK2 فشتك ي. زوكولجل بالقتسا ميظنت ةساردل يلاثم. ةينهدل اضا محأل او

ديزل فرعا

راي علم ال	ةم يال
جت نمل مس	PDK2 Rabbit pAb
رخا ءاسا/اطحالم	PDHK2; PDKII; PDK2
عون ال	يرشب
ميج ال فرعم	5164
ميج ال فرعم	5164
يعانم الدضتسم ال	(NP_002602.2) يرشب ال PDK2 م 407 لى 128 م ةني مأل اضا محأل قباطم لسلسل ةل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنراً
ةفلا	ةليسنل ددعت م داضم ماسجا
قيبطت ال	WB، IF/ICC، ELISA
عطاقت الم لعافت ال	ذرج، راف، يرشب
SWISS	Q15119
ني توربلل يئيزجل نزول	نوتلاد وليك 46
نحش ال	جلت سيك