

ض ةلـسـنـلـا ددعتـم بـنـرأ داضـم مـسـج Pdxp J- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - Q96Gd0

رـصـنـعـالـم قـر: CM0020146



ةمدقم

PDXP ض ةلـسـنـلـا ددعتـم بـنـرأ داضـم مـسـج (نـيـفـونـورـك) J- WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA. 32 ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا PDXP فـشـتـكـي بـالـقـتـسـا ةـسـارـدـل دـيـفـم. (نـوتـلـاد وـلـيـك روطـتـلـاـو، نـيـلـيـفـوـكـلـل تـاراشـا، B6 نـيـمـاتـيـف ڤـيـبـصـعـالـ.

دـيـزـمـلـا فـرـعـا

ةمدقم	ةمدقم
جـنـمـلـا مـسـج	PDXP ض ةلـسـنـلـا ددعتـم بـنـرأ داضـم مـسـج
ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا	CIN; PLP; dJ37E16.5; PDXP
فـدـهـتـمـلـا ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا	نـاسـنـلـا
ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا	57026
ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا	57026
ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا	ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا 200 ةـيـنـيـمـأـلـا ضـاـمـأـلـا نـمـض لـسـلـسـتـل قـبـاطـم ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا (NP_064711.1).
رـدـصـمـلـا	بـنـرأـلـا
ةـفـا	ةـلـسـنـلـا ددعتـم ةـدـاضـم مـاـسـج
ڤـيـبـطـتـلـا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عـطـاقـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	ڤـرـجـلـاـو، ڤـرأـفـلـا، نـاسـنـلـا
SWISS	Q96GD0
نـيـتـوـرـبـلـل ڤـرـجـلـاـو ڤـرأـفـلـاـو ڤـرـشـبـلـا	نـوتـلـاد وـلـيـك 32
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـك