

Pebp4 - جلداضم الة لىسن الة ددعت مة داضم الة ماسج أل Elisa - Q96S96 و Wb - جلداب فشك لل

رصنع الة مقرر: CM0016739

ةمدقم

دض بنرأل الة نم ةللسن الة ددعت مة داضم ماسج دمتم (CORK1) ىرشب الة PEBP4 نىتورب عطاقتم لعافت هلو، ELISA و Wb - جلداب فشك لل PI3K-AKT تاراشإ راسم ثاحبأل ىلالم. رأف الة عم ةزرفم الة تانىتورب لالو.

دىزم الة فرعإ

ةمدل الة	تافصاوم الة
جتنم الة مسا	PEBP4 Rabbit pAb
ةلبد ءامسأ / تاطحال م	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
عون الة	ىرشب
رشب لل (جىل فرعم	157310
نجىل فرعم	157310
ىعانم الة دضتسم الة	فلتؤم نىتورب
ردصم الة	ب نرأ
ةفلا	ةللسن الة ددعت مة داضم ماسج أ
قىبطت الة	WB, ELISA
عطاقتم الة لعافت الة	رأف الة
زمر SWISS	Q96S96
نىتورب الة نزو	نوتلاد ولىك 26
نحش الة	جلك سىك