


J- Anti-Peg3 J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu2

رخصن عل مقرر: CM0016955



ةمدقم

ي ف ه ن م ق ق ح ت ل م ت pAb ب ن ر أ ل PEG3 د ا ض م
ذ ر ج ل ، ر أ ف ل ، ن ا س ن إ ل ر ب ع Wb, IHC-P, ELISA
ع ب ص إ ن ي ت و ر ب و ه و ، PEG3 (181kDa) ل ع ف ر ع ت ي
ي ل ا ث م . م ا ر و أ ل ع م ق و ا ي ا ل خ ل ت و م م ط ن ي ك ن ز ل ا
ن ا ط ر س ل ل ا و ب ا ص ع أ ل م ل ع ت ا س ا ر د ل .

دي زم ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	PEG3 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	PW1; ZNF904; ZSCAN24; ZKSCAN22; PEG3
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	5178
ن ي ج ل ا ف ر ع م	5178
د ص ت س م ل ا	ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل ي س ن ل ا ة د د ع ت م د ا د ص ا
ق ي ط ط ت ل ا	Wb, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q9GZU2
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	181kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك