

Pen2/Psenen J- Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nz42

مصنوع: CM0009418



مقدم

بنرأل نم recombinant ةلېسننل يدأحأ داضم
 يرشبل PEN2/PSEN فدهتسي (UniProt
 Q9NZ42). ل- WB, IF/ICC, IF-P, ELISA نم ققحتل مت.
 ذرلأو رأل عم بلصتم لعافت عم
 ضرمو زاتيركي-س-اماغ ةدق عم ثاأل يلاثم
 رماهل.

ديزم الفرع

لماعلم	ةمقلا
جت نم الم مسا	PEN2/PSENEN Rabbit mAb
راع ستم مس/اتاطحال م	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
عاونألا	ناسنإ
م (ناسنإ) نجل فرعم	55851
نجل فرعم	55851
دصتسملا	1-101 نم PEN2/PSENEN يرشبل (NP_758844.1) ةلېسننل يدأحأ داضم recombinant يوتحي
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننل يدأحأ داضم
قبطتلا	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
بلصتم لعافتلا	ذرلأو رأل، ناسنإ
SWISS	Q9NZ42
نيتوربل نزو	12kDa
نحشلا	جلت سيك