


و Ihc-P و Wb ل- (Ipfk-2) بنرأل نم ةلېسنل ايداحأ Pfkfb3 داضم Elisa - Q16875

ررضنعل مقرر: CM0007052



ةمدقم

PFKFB3 دض بنرأل نم ةلېسنل ايداحأ داضم
ل- هتخص نم ققحتل مت، (iPFK-2) يرشبل
لغافت عم ELISA و IHC-P و Western Blot
للحت ثاحبأل يلاثم. ذرلأو رأفل عم بلصتم
ناطرسلل يئاذغل لئثمتلأو ركسلل

ديزل فرعا

لماعلم	هميقل
جتنم الم سا	PFKFB3 Rabbit mAb
راعستم مس/اتاطحالم	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
عاونألا	ناسنإ
نيجال فرعم	5209
نيجال فرعم	5209
دضتسملا	يرشبل PFKFB3 نم 400-500 ةنيئامألا ضامألا لغاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب (NP_004557.1)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسنل ايداحأ داضم ماسجا
قبططتلا	WB, IHC-P, ELISA
بلصتم لغافتلا	ذر، رأف، ناسنإ
SWISS	Q16875
نيتوربال نزو	57kDa/58kDa/59kDa/60kDa
نحشلأ	جلت سيك