

J- PfkM J- Wb - P08237 بنرأة لىسننل اىءاأ ءاضم مسآ رقننل: CM0012703



ةمدقم

فءهتسب بنرأة لىسننل اىءاأ ءاضم مسآ
ىل ع ءمتعلم اللىلضعل زانىكوكورفوفسوف
هنم ققحتل مآ. (PFKM/P08237) ىرشب ال ATP
عم آىلدابت لعاقتى؛ ELISA و Western blot
ركسل للحت ءاأ بالىلاثم. ءرأ و راف
ىءاأ لللىلثمتل صارم أو.

ءىزل الفرع

راىعلم ال	ةمىول
آتنم ال مسا	بنرأة لىسننل اىءاأ ءاضم مسآ PFKM
ىرأ ءامسا/ءاطاالم	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
عون ال	ىرشب
ىرشب ال فرع م	5213
نىل ال فرع م	5213
ىعانم ال ءصتم ال	(P08237) ىرشب ال زانىكوكورفوفسوف نم 50-150 ءىنىم ال صارم ال انمض لىلستل قباطم ىعانطصا ءىتبب ىعانطصا ءىتبب.
رءصم ال	بنرأة
ةفلا	ةلىسننل اىءاأ ءاضم ماسآ
قىبطل ال	WB, ELISA
ىلدابت لعاقتى	ءرأ، راف، ىرشب
SWISS	P08237
نىل ال ءىل ال ءىل ال	85 نوتل ءولك
نآل ال	آلث سىك